

## ソフト巾木&ササラ巾木 (抗菌)

壁面の下部を保護するビニル巾木。

### ■ソフト巾木 (抗菌)


寸法：高さ60mm・75mm・100mm×長さ914.4mm  
 タイプ：R付(常備在庫品)・Rナシ(受注生産品)  
 梱包：25枚/ケース  
 標準カラー：全19色

- ソフト巾木は標準色以外に別注色もご用意しております。受注条件：1,500枚/色以上 納期：受注後3週間程度
- ソフト巾木Rナシタイプの受注条件  
 高さ：60mm、75mm 500枚/色以上 納期：2週間程度  
 ※詳細につきましては、弊社担当者までご相談下さい。

### ■ササラ巾木 (抗菌)

寸法：高さ330mm×長さ1,050mm  
 梱包：5枚/ケース  
 標準カラー：全19色

- ササラ巾木【3段分2枚取り】



■標準カラー全19色 ソフト巾木/ササラ巾木/ワイド巾木



品番 NA-110 NA-35 NA-36 NA-37 NA-23 NA-15

## 木目巾木 (抗菌)

天然の木目柄を再現、フローリングとのコーディネートにより自然な仕上がり感を高めることができます。

寸法：高さ60mm×長さ914.4mm  
 タイプ：R付(常備在庫品)・Rナシ(受注生産品)  
 梱包：25枚/ケース  
 標準カラー：全6色

- 木目巾木Rナシタイプの受注条件  
 高さ：60mm 500枚/色以上 納期：2週間程度  
 ※詳細につきましては、弊社担当者までご相談下さい。

■標準カラー全6色 木目巾木/木目ワイド巾木



品番 W-16 W-11 W-12 W-17 W-13 W-14



## 【受注生産品】ワイド巾木&木目ワイド巾木 (抗菌)

### ■ワイド巾木 (抗菌)

寸法：R付 高さ 250mm・300mm・350mm×長さ10m  
 Rナシ 高さ 300mm・350mm×長さ10m  
 タイプ：R付・Rナシ  
 梱包：10m/ケース(巻)  
 標準カラー：全19色 ※ソフト巾木と同色

- 受注条件：200m/色以上 納期：2週間程度
- カラーは、標準色以外に別注色もご用意しております。

### ■木目ワイド巾木 (抗菌)

寸法：R付 高さ 250mm・300mm・350mm×長さ10m  
 Rナシ 高さ 300mm・350mm×長さ10m  
 タイプ：R付・Rナシ  
 梱包：10m/ケース(巻)  
 標準カラー：全6色 ※木目巾木と同色

- 受注条件：200m/色以上 納期：2週間程度
- カラーは、標準色の中からお選びください。

(施工上のご注意)

- 施工の際は、酢ビ系接着剤をご使用ください。

## ウッズ巾木 (抗菌)

独自の加工技術により木材の素材であるセルロースを使用し、安定した木質感のある意匠を表現しています。従来のプリント柄とは異なりリピート柄のない自然な風合いを持ち、温かみのある空間が再現できます。

■標準カラー全6色 ウッド巾木/ニューウッディワイド巾木

寸法：高さ60mm×長さ20m  
 タイプ：R付(常備在庫品)・Rナシ(受注生産品)  
 梱包：20m/ケース(巻)  
 標準カラー：全6色

- ウッド巾木Rナシタイプの受注条件  
 納期：2週間程度




品番 S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6

## コーナーカバー (抗菌)

長尺シート・カーペット・ニードルパンチ等の施工時に、階段のコーナーまたは、壁と床とのコーナー部に接着剤で簡単にコーナー出しができますのでとても便利です。

寸法：高さ22mm×奥行22mm×長さ1,000mm  
 材質：軟質塩ビ  
 梱包：30本/ケース  
 標準カラー：1色(ブラック)

### ●寸法図



## 抗菌仕様

抗菌巾木は、感染源となる菌やカビの増殖を防ぎ、より清潔な環境をつくれます。銀系(無機系)の抗菌剤を塗布方法でなく練り込んでいるので、その効果は持続すると共に安全性にも優れています。

### ●抗菌力試験 フィルム密着法による抗菌力試験結果

検体=1.塩ビソフト巾木(ブランク) 2.塩ビソフト巾木(0.8%) 3.塩ビソフト巾木(0.6%)

試験菌	測定	試料	1個当たりの生菌数(平均値)	試験開始	抗菌剤添加24時間後
大腸菌	接種直後	対照	1.8×10 <sup>5</sup>		
	35C 24時間後	検体1	3.2×10 <sup>5</sup>		
		検体2	2.9×10 <sup>5</sup>		
黄色ブドウ球菌	接種直後	対照	2.3×10 <sup>5</sup>		
	35C 24時間後	検体1	4.7×10 <sup>3</sup>		
		検体2	<10		
		検体3	<10		
		対照	4.2×10 <sup>5</sup>		

菌液調整液：1/500NB増地 <10：検出せず 対照：プラスチックシャーレ

ニューウッディワイド巾木 R付



高さ  
300mm  
350mm

断面図